

Grandi Maestri Grandi Maestri



Caravaggio



CARAVAGGIO è un'apparecchiatura studiata per trattamenti medico fisioterapici per la stimolazione antalgica e/o motoria di tessuti profondi, mediante bassa frequenza generata dall'interferenza di medie frequenze le quali riducono l'impedenza della cute e l'irritazione dell'epidermide.

CARAVAGGIO, realizzato con le tecnologie elettroniche più avanzate, viene proposto in due versioni sulla base del numero di canali presenti (2 canali, 4 canali).

Il controllo delle unità avviene tramite:

- encoder
- tasti
- telecomando remoto (opzionale).

CARAVAGGIO è dotato di:

- ampio display grafico ad alta luminosità con contrasto regolabile;
- temporizzatori separati per ogni canale;
- sistemi di controllo di sicurezza (escludibili) con disattivazione della corrente di uscita in caso di distacco accidentale degli elettrodi.

CARAVAGGIO offre:

- oltre 40 protocolli di trattamento;
- la possibilità di memorizzare fino a 240 programmi personalizzati, sia sull'apparato stesso, sia mediante il software (opzionale) compatibile con Windows®;
- programmazioni di correnti in sequenza;
- canali totalmente indipendenti;
- encoder mouse multifunzione;
- borsa per il trasporto (opzionale);
- telecomando (opzionale).



Caravaggio
Caravaggio

CE
0051

Caravaggio Caravaggio

CARATTERISTICHE	Caravaggio	
	CLASSIC 2	CLASSIC 4
CORONA METICOLA	CHL8002	CHL8004
NUMERO USCITE	2	4
VERBALIZZAZIONE	DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI (LCD)	
PROGRAMMI MEMORIZZABILI	240	
PROTOCOLLI	40	
CLASSE SICUREZZA ELETTRICA	I BF	
INTERFACCIA COMPUTER	RS-232	
LINGUE DISPONIBILI	Inglese / Italiano / Francese / Spagnolo / Tedesco	
ALIMENTAZIONE	90 - 240Vac / 50-60Hz	
ASSORBIMENTO (VA)	70	
MAX TENSIONE LICHTA (Vdc)	100	
MAX CORRENTI INTERFERENZIALI (mA)	70	
EMERGENCY AULCP (mm)	100/150/120	
PESO (kg)	4,5	5
Interferenziale Bipolare	●	●
Interferenziale Isoplasmica	●	●
Interferenziale Tetrapolare	●	●
Interferenziale Vettoriale	●	●
● in Presente	CLASSIC 2	CLASSIC 4

CODICE	DESCRIZIONE ACCESSORI	CARAVAGGIO	
		CLASSIC 2	CLASSIC 4
00600.99NE	Adattatore Clip-femmina 4mm NERO	●/2	●/4
00600.99RO	Adattatore Clip-femmina 4mm ROSSO	●/2	●/4
BAG001	Borsa per trasporto Grandi Maestri	○	○
00601.01	Busta spugna 50 x 50 mm	●/4	●/8
00601.00	Busta spugna 80 x 120 mm	●/4	●/8
00100.05	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm GB-IEC	○	○
00100.00	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm ITALIA-IEC	○	○
00100.03	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC	●/1	●/1
00100.04	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm USA-IEC	○	○
00100.01	Cavo alimentazione 5MT 3x1.5mm SIEMENS-IEC	○	○
2030NE-200	Cavo collegamento BAN/BANPROT 2m NERO	●/2	●/4
2030RO-200	Cavo collegamento BAN/BANPROT 2m ROSSO	●/2	●/4
00600.13	Elettrodo adesivo 45 x 80 mm (conf. 4 pz)	●/2	●/4
00600.02	Elettrodo in gomma conduttiva 50 x 50 mm	●/4	●/8
00600.01	Elettrodo in gomma conduttiva 80 x 120 mm	●/4	●/8
00602.100	Fascia in velcro 8 x 100 cm	●/1	●/2
00602.040	Fascia in velcro 8 x 40 cm	●/2	●/2
00602.060	Fascia in velcro 8 x 60 cm	●/2	●/2
CRCD001	Software gestione programmi Caravaggio	○	○
CRTL001	Telecomando Caravaggio	○	○

●/pz = standard

○ = opzionale