

Grandi Maestri Grandi Maestri



Canaletto



CANALETTO è un'apparecchiatura studiata per trattamenti medico fisioterapici per la galvanizzazione, il bagno galvanico e la somministrazione ionoforetica medicamentosa.

Il CANALETTO presenta due tipi di corrente, la classica corrente continua (GALVANICA) e una corrente rettangolare monopolare con alta frequenza di oscillazione (10kHz) e con modulazione al 50% (GALVANICA MF). Quest'ultima corrente viene indicata, dalla recente bibliografia in materia, come maggiormente adatta per la tecnica di somministrazione medicamentosa.

CANALETTO, realizzato con le tecnologie elettroniche più avanzate, viene proposto in quattro versioni sulla base del numero di canali presenti (1 canale, 2 canali, 4 canali, 6 canali).

Il controllo delle unità avviene tramite:

- encoder
- tasti
- telecomando remoto (opzionale).

CANALETTO è dotato di:

- ampio display grafico ad alta luminosità con contrasto regolabile;
- temporizzatori separati per ogni canale;
- sistemi di controllo di sicurezza (escludibili) con disattivazione della corrente di uscita in caso di distacco accidentale degli elettrodi.

CANALETTO offre:

- oltre 40 protocolli di trattamento;
- la possibilità di memorizzare fino a 240 programmi personalizzati, sia sull'apparato stesso, sia mediante il software (opzionale) compatibile con Windows®;
- programmazioni di correnti in sequenza;
- canali totalmente indipendenti;
- encoder mouse multifunzione;
- borsa per il trasporto (opzionale);
- telecomando (opzionale).



Canaletto
Canaletto



Canaletto

CARATTERISTICHE	Canaletto	CLASSIC 1	CLASSIC 2	CLASSIC 4	CLASSIC 6
		ORCLASS1	ORCLASS2	ORCLASS4	ORCLASS6
CORRICE SOTTOCULO		1	2	4	6
RETIRO-RETTI					
VISUALIZZAZIONE		DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI (LCD)			
PROGRAMMI MEMORIZZABILI		348			
PROTOCOLLI		48			
CLASSE SCHEMICA ELETTRICA		I BF			
INTERFACCIA COMPUTER		RS-232			
LINGUE DISPONIBILI		Svedese / Inglese / Francese / Spagnolo / Tedesco			
ALIMENTAZIONE		90 - 240Vac / 50-60Hz			
APPUNTI (p.p.)		70			
MAX TENSIONE USCITA (V _{ac})		100			
MAX CORRENTE GALVANICA (mA)		30			
MAX CORRENTE GALVANICA MF (mA)		30			
DIREZIONI ANAL/P (mm)		200x100x100			
PEP (ms)		4	4.5	5	5.5
GALVANICA	=====	●	●	●	●
GALVANICA MF		●	●	●	●
● = Presente		CLASSIC 1 CLASSIC 2 CLASSIC 4 CLASSIC 6			

CODICE	DESCRIZIONE ACCESSORI	CANALETTO/CLASSIC			
		1 CH	2 CH	4 CH	6 CH
00600.99NE	Adattatore Clip-femmina 4mm NERO	○	○	○	○
00600.99RO	Adattatore Clip-femmina 4mm ROSSO	○	○	○	○
AK10NR	Adattatore Coccodrillo-femmina 4mm NERO	●/1	●/2	●/4	●/6
AK10RS	Adattatore Coccodrillo-femmina 4mm ROSSO	●/1	●/2	●/4	●/6
BAG001	Borsa per trasporto Grandi Maestri	○	○	○	○
00601.01	Busta spugna 50 x 50 mm	●/2	●/4	●/8	●/12
00601.00	Busta spugna 80 x 120 mm	●/2	●/4	●/8	●/12
00100.05	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm GB-IEC	○	○	○	○
00100.00	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm ITALIA-IEC	○	○	○	○
00100.03	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC	●/1	●/1	●/1	●/1
00100.04	Cavo alimentazione 2MT 3x1mm USA-IEC	○	○	○	○
00100.01	Cavo alimentazione 5MT 3x1.5mm SIEMENS-IEC	○	○	○	○
2030NE-200	Cavo collegamento BAN/BANPROT 2m NERO	●/1	●/2	●/4	●/6
2030RO-200	Cavo collegamento BAN/BANPROT 2m ROSSO	●/1	●/2	●/4	●/6
00600.13	Elettrodo adesivo 45 x 80 mm (conf. 4 pz)	○	○	○	○
00600.02	Elettrodo in gomma conduttiva 50 x 50 mm	●/2	●/4	●/8	●/12
00600.01	Elettrodo in gomma conduttiva 80 x 120 mm	●/2	●/4	●/8	●/12
00602.100	Fascia in velcro 8 x 100 cm	●/1	●/1	●/2	●/2
00602.040	Fascia in velcro 8 x 40 cm	●/1	●/2	●/2	●/3
00602.060	Fascia in velcro 8 x 60 cm	●/1	●/2	●/2	●/3
CNCD001	Software gestione programmi Canaletto	○	○	○	○
CNTL001	Telecomando Canaletto	○	○	○	○

●/pz = standard ○ = opzionale